

محلولهای ضد عفونی

برای کلینیک ها و درمانگاه های دیالیز



NOVA

Pharmed Chemia

www.novapharmed.co

محلولهای ضد عفونی برای مراکز دیالیز

شرکت نوا فارم مد کیمیا دامنه وسیعی از محلول های ضد عفونی کننده را برای مراکز دیالیز سراسر کشور با قابلیت استفاده برای انواع ماشین های دیالیز معرفی و به بازار عرضه کرده است که فرایند ساخت و تهیه هر محلول کاملاً تحت استانداردهای GMP می باشد و محصول نهایی پس از انجام پروسه های کنترل کیفیت تخصصی، از جمله انجام آزمون های شیمیایی بر طبق آخرین استانداردهای روز اروپا ترخیص می گردد.

مناسب برای انواع ماشینهای دیالیز موجود

نام محصول	مشخصات	بسته بندی
سیتو نواکلین٪۲۵	رسوب زدایی، ضد عفونی و حذف با یوفیلم ماشینهای دیالیز با استفاده از محلول ساخته شده بر پایه اسید سیتریک(ماشینهای گمبرو، فرزینیوس و بی بران).	نهیه شده در گالن ۵ لیتری که در هر باکس دو گالن قرار میگیرد.
سیتونواکلین٪۵۰	محلول ضد عفونی سرد و رسوب زدایی ماشین های دیالیز بر پایه اسید پر استیک	نهیه شده در گالن ۱۰ لیتری
نواکلین	محلول ضد عفونی سرد ساخته شده بر پایه ای اسید پر استیک و آب اکسیژن جهت حذف با یوفیلم از ماشین های دیالیز مانند فرزینیوس	نهیه شده در گالن ۵ لیتری که در هر باکس دو گالن قرار میگیرد
نواکلین پلاس	رسوب زدایی ماشین های دیالیز مانند بلکو و JMS	نهیه شده در گالن ۵ لیتری که در هر باکس دو گالن قرار میگیرد
نواسرف	ضد عفونی کننده سطوح خارجی ماشینهای دیالیز، مناطق حساس بیمارستانی مانند اتاق های عمل، مراقبت های ویژه (ICU) و تخت های دیالیزی	نهیه شده در گالن ۵ لیتری
اتوکسیژن	محلول ضد عفونی پوست دست بر پایه اتانول	این محلول در باکس های متنوعی عرضه میگردد: دو گالن ۵ لیتری که در هر باکس دو گالن قرار میگیرد ۶ بطری افشاره دار ۵۰۰ میلی لیتری در هر باکس ۶۰ بطری افشاره دار ۱۲۵ میلی لیتری در هر باکس
نواسرج	این محلول آماده استفاده است. محلول ضد عفونی پایه الکلی که تنها نیاز به یک بار اسپری دارد. این محلول به شدت مناسب برای ضد عفونی سطح پوست پیش از انجام عمل جراحی، پیش از تزریق، بروش، سوراخ کردن، خون گرفتن، قار دادن کانتر، ضد عفونی جراحتهای سطحی اتفاقی و همچنین برای ضد عفونی پس از عمل جراحی میتواند به کار رود.	این محلول در باکس های متنوعی عرضه میگردد: دو گالن ۵ لیتری که در هر باکس دو گالن قرار میگیرد ۶ بطری افشاره دار ۵۰۰ میلی لیتری در یک باکس ۴۰ بطری افشاره دار ۲۵۰ میلی لیتری در یک باکس

سیتو نواکلین ۲۰٪ و ۵٪



ضد عفونی کننده ترموشیمیایی مخصوص ماشین های دیالیز مانند فرزینیوس، بی بران و گمبرو

- دارای pH 2.5 که قابلیت حذف بایوفیلم ها از مدار هیدرولیک ماشین دیالیز را دارد.
- رسوبات کلسیمی CaCO_3 را تنها در یک مرتبه استفاده و به صورت کامل برطرف میکند.
- این محلول از اجزای کاملاً ارگانیک ساخته شده است موادی نظیر اسید سیتریک؛ اسید مالیک؛ اسید لاکتیک.
- سیتو نواکلین یک محلول ضدعفونی بسیار قوی و موثر است که این ویژگی را مرهون اثرات هم افزایی مواد تشکیل دهنده خود می باشد.
- این محلول بی رنگ و غیر سمی است.
- تجزیه پذیر و فاقد اثرات زیست محیطی.
- محلول ۳٪ سیتو نواکلین یک محلول ویروس کش ضد قارچ و ضد باکتری است.



نواکلین و نواکلین پلاس



محلول های ضدعفونی کننده سطح بالا و سرد ماشین های دیالیز می باشند که در دمای پایین (کم تر از ۴۰ درجه) استفاده می شوند و می توانند سیستم هیدرولیک ماشین های دیالیز را کاملاً ضدعفونی و پاکسازی کنند.

- محلول های ضدعفونی فوق بر پایه اسید پراستیک تولید شده اند.
- در غلظت های پایین هم دارای طیف وسیعی از خواص ضدمیکروبی هستند و دامنه عملکرد آنها بسیار بالاست.
- عملکرد آنها بسیار سریع است و در زمانی بسیار کوتاه خواص خود را عمال میکنند.
- این محلولها غیر سمی هستند و دارای pH مناسبی هستند که به راحتی و به سرعت عمل رسوب زدایی را انجام میدهند.
- پس از استفاده از هر دو محلول میتوان بقایای آن را به سادگی با آب پاک کرد.
- این دو محلول حاوی پراستیک اسید، هیدروژن پراکساید و اسید استیک هستند و محلول ویروس کش ضد قارچ و ضد باکتری محاسب می شوند.
- قابلیت حذف انواع میکرو ارگانیسم هادر مدت زمان بسیار کوتاه (نواکلین پلاس)



استینوکلین ۱٪

محلول ضدعفونی کننده و رسوب زدای سرد ماشین های دیالیز که برای رسوب زدایی از دستگاه های دیالیز بلکو و JMS بسیار مناسب می باشد.



- این محلول بر پایه اسید استیک ساخته شده و دارای اثر پاک کنندگی بسیار قوی است.
- بعد از استفاده از استینوکلین ۱٪ و انجام عمل پاکسازی توسط آن، فقط کافی است ماشین همودیالیز با آب شسته شود.

نواسرف

نواسرف محلول ضد عفونی کننده‌ی سطوح خارجی، مناطق حساس بیمارستانی مانند اتاق‌های عمل، مراقبت‌های ویژه (ICU) و تخت‌های دیالیزی می‌باشد.

نواسرف محلول ویروس کش، ضد باکتری محسوب می‌شود که بر پایه‌ی پراکسید هیدروژن و بنزآلکونیوم کلراید تولید شده است.



اثر خورنده‌گی ندارد.

به راحتی میتواند در روی اجسامی با جنس شیشه، آکریلیک و بی‌وی‌سی به کار رود.

این محصول مخصوصاً آماده مصرف است که ۱۸ ماه تاریخ مصرف دارد.

محلولی با خاصیت ضد عفونی کننده‌گی بالا است که از قدرت تمیزکننده‌گی بالایی برخوردار است.

تصویر طبیعی قابل تجزیه است و برای محیط زیست کوچکترین خطری ندارد و برای سلامت انسانها نیز تهدیدی محسوب نمی‌شود.

حاوی مواد ضد حساسیت پوستی می‌باشد.

اتوکسیژن

محلول ضد عفونی کننده پوست دست، حاوی ۸۰٪ اتانول

این محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه‌ی الکل ساخته شده و بدون رقیق کردن برای ضد عفونی دست به کار می‌برد. به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای زمانی که نیاز به ضد عفونی کردن دست با الکل است انتخاب شایسته‌ای بی‌می باشد.



ضرر خاصی برای پوست دست ایجاد نمی‌کند و متناسب با PH پوست دست تولید شده است.

ضد باکتری و ضد قارچ و ضد ویروس است.

به دفعات میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به سرعت خشک می‌شود.

الزامات محلولهای ضد عفونی کننده دست محیط‌های درمان را رعایت کرده است.

حاوی ۸۰٪ اتیل الکل، نرم کننده، مرتبط کننده، اسانس‌های معطر و آب RO می‌باشد.

نواسرج

ضد عفونی کننده بر پایه‌ی ایزوپروپانول و کلروهگزیدین

نواسرج محلولی آماده استفاده است. برای ضد عفونی پوست کافی است فقط یکبار با دستمال به محل زخم کشیده شود یا بر روی زخم اسپری شود. انتخاب مناسبی برای ضد عفونی پیش از تزریق، پیش از جراحی در محل برش پوست، پیش از خون‌گرفتن، پیش از سوراخ کردن، وارد کردن کاتر، انجام ضد عفونی در جراحی‌های جزئی و برای ضد عفونی کردن در هنگام بروز صدمات و خراشیدگی‌های جزئی به پوست، می‌باشد. نواسرج بی‌نهایت با پوست دست سازگار است و هیچ آللرژی‌ای در آن موجود نیست. فنول و ترکیبات چهارتایی آلومینیوم ندارد.



قابلیت حذف سریع انواع باکتری‌ها، اسپورها، قارچ‌ها و ویروس‌ها را دارد. سریع عمل می‌کند و روی پوست دست

باقي نمی‌ماند. حاوی نرم کننده و مرتبط کننده است و ضد حساسیت می‌باشد.

محوتی ایزوپروپانول ۷۰٪، کلروهگزیدین، نرم کننده و آب RO می‌باشد.

اثر ضد عفونی کننده‌گی آن تا مدت طولانی باقی می‌ماند.

حاوی مواد ضد حساسیت پوستی می‌باشد.

کارخانه: ایران، شهرک صنعتی اشتهرار، بلوار حافظ غربی، گلستان ۴، بوستان ۴

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد (پایین تراز میدان کاج، نبش خیابان میرزاچی)، پلاک ۴۴، طبقه پنجم

کد پستی: ۱۹۹۸۸۳۶۸۴۱

تلفن: ۰۲۶-۳۷۷۷۹۵۸۳ داخلي: ۷۱۱۶ فکس: ۰۲۶-۳۷۷۷۹۵۸۱

www.novapharmed.co

info@novapharmed.co

novapharmed.chemia

